

接受激光美容同意書

根據以下使用條款及細則以及私隱政策（以下簡稱「條款」）為閣下提供美容激光服務之內容及接受可能發生的風險。因此，我們建議閣下詳細閱讀本條款後才開始本美容服務。透過簽名已表示閣下確認已閱讀，理解並同意（並無限制或保留）遵守並接受本條款之約束。如閣下不接受本條款，本公司將停止激光美容服務。

To provide you with the content and acceptance of the beauty laser service in accordance with the following terms and conditions of use and Privacy Policy (hereinafter referred to as "terms") Risks that occur. Therefore, we recommend that you read these terms carefully before starting the beauty service. By signature, you have confirmed that you have read understand and agree (without limitation or reservation) to abide by and accept the terms. If you do not accept these terms, the company will stop the laser beauty service.

本人現時沒有以下的病症或用藥



I do not have the following symptoms or medications

1、皮膚惡性腫瘤或癌前病變

Malignant or precancerous lesions of the skin

2、妊娠期

Gestation period

3、近期曬黑或曬傷的皮膚

the recent tanning or sunburn skin

4、光敏性疾病（紅斑狼瘡、癲癇）

Photosensitive disease (lupus erythematosus, epilepsy)

5、急性皮膚感染（疙瘩或凍瘡）

Acute skin infection (pimple or frostbite)

6、近期（一個月內）服用光敏藥物者有些藥服用後，在光照刺激下，可能引發人體過敏性反應，這類藥物叫做光敏性藥物。常見的光敏性藥物有：如抗生素的四環素、多西環素（強力黴素）磺胺類的磺胺嘧啶；喹諾酮類的諾氟沙星、氧氟沙星、環丙沙星、司帕沙星等；抗真菌藥如灰黃黴素；口服降糖藥D-860；鎮靜藥中的異丙嗪、氯丙嗪；利尿藥如速尿、氫氯噻嗪、氨苯蝶啶等。

In the near future (one months) taking photosensitive drugs, some drugs after taking under the light stimulation, may cause the human body allergic reaction

,may cause the human body allergic reaction,

This type of drug is called photosensitive drug. Common photosensitive drugs are: tetracycline (doxycycline), such as antibiotics

Sulfadiazine sulfadiazine of Sulfonamide, Norfloxacin, Ofloxacin, ciprofloxacin, sparfloxacin, etc., antifungal drugs, such as the anti-fungal

Botrytis cinerea, oral hypoglycemic drugs D-860, propofol and chlorpromazine sedative drugs, diuretics such as furosemide, hydrochlorothiazide, ammonia

Benzene, such as butterfly.

7、微薄的干性皮膚

the dry skin of the meager

8、疤痕體質

Scar Constitution

9、眼臉發炎

Inflammation of eyes and face

10、糖尿病患者、心臟病患者和存有不現實期望的患者

Diabetics, heart patients and patients with unrealistic expectations

11、用過功效型產品的顧客要停止至少一個月以上才可做，並且在光學治療過程中也不可使用功效型產品

Customers who have used efficacy products should stop at least one months before

12、有假體部位

there are prosthetic parts

13、安有心臟起搏器者

Ann has the heart to start the device person

14、治療部位有金屬的（防止導電）

the treatment site has metal (prevent conductive)

15、正處在過敏期的

Is in the allergy period

本人明白及願意承擔激光可能會帶來的風險及完成後的狀態
I understand and are willing to bear the risk of laser and the status after completion



1. 激光美容後出現少許紅腫是正常現象,約維持數小時至數天不等
A little redness after laser cosmetology is normal phenomenon, about to maintain a few hours to several days range
2. 色斑位置可能會結痂
Pigmentation spots may be scab
3. 皮膚較乾燥
Dry Skin
4. 皮膚較敏感
More Sensitive Skin
5. 少數人接受激光後皮膚會出現色素沉澱,即皮膚色素變深
A few people receive a laser after the skin will appear pigmentation, that is, the skin pigmentation is darker
6. 皮膚感染及結疤乃不尋常的併發症
Skin infections and scarring are unusual complications
7. 會有灼傷的風險,有機會起水泡,嚴重者更會導致永久性疤痕
There is a risk of burns, a chance of blisters, and serious people can cause permanent scars.
8. 荷爾蒙斑,老人斑及黃褐斑均是身體發出,會隨身體狀況改變而令色素增加減少,所以不能百份百減退。
Hormonal plaque, the elderly spots and melasma are issued by the body, will change with the physical condition to reduce the pigment increase, so can not disposing decrease.
9. 激光療程建議拍照第一,三,五次作對比前後之效果,以免日後有爭議。
Laser treatment recommends taking photos first, three, five times before and after the effect so as not to be controversial in the future.
10. 治療後不建議立刻使用化妝品
No immediate use of cosmetics is recommended after treatment
11. 治療後使用舒緩霜,無刺激性霜,潤膚霜。
After treatment use soothing cream, no irritant cream, moisturizer
12. 療程後48小時不可使用個熱水沐浴或洗面,不可以飲酒,劇烈運動,肌膚稍為呈紅,此屬正常反應。
48 hours after the treatment should not use a hot water bath or wash face, can not drink alcohol, strenuous exercise skin slightly red, this is a normal reaction.
13. 7日內不要使用去角質產品,不可用含酒精,果酸保養品,避免皮膚出現敏感情況
Do not use the exfoliating products within 7th, not with alcohol, acid care product, to avoid sensitive skin conditions
14. 兩星期內避免直接暴露在太陽下必須使用SPF 30以上防曬霜及不可桑拿或面部按摩
Two weeks to avoid direct exposure to the sun must use SPF 30 or more sunscreen and non-sauna or facial massage
15. 四星期內不應接受光學及射頻療程
Optical and radiofrequency treatment should not be accepted within four weeks

負責人簽署: _____
Signature of the person in charge:

顧客簽署: _____
Customer Signature:

負責人姓名: _____
Name of person in charge:

顧客姓名: _____
Customer Name:

身份證號碼: _____
ID No:

日期: _____
Date:

日期: _____
Date:

美容儀器培訓確認表

1. 清楚知道開關按鈕使用
2. 清楚知道換水流程及1個月更換蒸餾水
3. 確保儀器內有足夠儲水才開啟儀器
4. 了解儀器的發數.需要時作出更換,810為500萬發
5. 為自己及客人帶上護目鏡
6. 了解810安全度數,Normal mode 15 j,Fast mode 6 j,skin rejuvenation 3j
7. 清楚了解 810 每次療程最多5轉
8. 清楚了解 810 不能同時同一位重覆
9. 確保使用儀器時.同一個電制沒同時使用其他電器

美容師注意事項: _____

醫生課堂人數: _____

上堂日期: _____

如操作者使用不當.至人受傷本公司不會負責.請嚴格使用儀器.

培訓導師簽署: 日期:

客戶簽署: 日期:

美容儀器培訓確認表

1. 清楚知道開關按鈕使用
2. 清楚知道換水流程及1個月更換蒸餾水
3. 確保儀器內有足夠儲水才開啟儀器
4. 了解儀器 TUNE FACE 的安全度數是90
5. 了解儀器 UNILARGE 的安全度數是69
6. 清楚了解 FOCUSED HEAT 每次療程最多30 分鐘
7. 清楚了解 FOCUSED HEAT 不能同時同一位置定點停留
8. 確保使用儀器時.同一個電制沒同時使用其他電器

美容師注意事項: _____

醫生課堂人數: _____

上堂日期: _____

如操作者使用不當.至人受傷本公司不會負責.請嚴格使用儀器.

培訓導師簽署: 日期:

客戶簽署: 日期:

美容儀器培訓確認表

1. 清楚知道開關按鈕使用
2. 了解儀器的發數.需要時作出更換,4.5,3.0,1.5 mm各為5000發
3. 了解 HIFU 安全度數,4.5mm 是0.4j 3.0mm 是0.4j 1.5mm是0.2j
4. 清楚了解 HIFU 每次每個頭最多3轉
5. 清楚了解 HIFU輸出能量時, 不能離開皮膚表面及有大量GEL 配合
6. 確保使用儀器時.同一個電制沒同時使用其他電器

美容師注意事項: _____

醫生課堂人數: _____

上堂日期: _____

如操作者使用不當.至人受傷本公司不會負責.請嚴格使用儀器.

培訓導師簽署: _____

客戶簽署: _____

日期: _____

日期: _____

美容儀器培訓確認表

1. 清楚知道開關按鈕使用
2. 清楚知道換水流程及1個月更換蒸餾水
3. 確保儀器內有足夠儲水才開啟儀器
4. 了解儀器的發數.需要時作出更換,OPT 為10 萬,激光為30-60萬
5. 清楚知道系統密碼為111111
6. 為自己及客人帶上護目鏡
7. 了解OPT 安全度數為10
8. 了解激光安全度數.1064頭 480度/532頭 100度起/炭粉頭為680度
9. 清楚了解OPT 每次療程最多3 轉 / 1064 每次療程最多2000 發
10. 清楚了解532頭能量及不能即時反打.
11. 確保使用儀器時.同一個電制沒同時使用其他電器
- 12.了解激光不能同一位定點連續打超過 2 發

美容師注意事項: _____

如操作者使用不當.至人受傷本公司不會負責.請嚴格使用儀器.

培訓導師簽署: 日期:

客戶簽署: 日期:

美容儀器培訓確認表

1. 清楚知道開關按鈕使用
2. 清楚知道換水流程及1個月更換蒸餾水
3. 確保儀器內有足夠儲水才開啟儀器
4. 了解儀器的發數.需要時作出更換,picosecond plus 為500萬發,400萬發準備換燈
5. 清楚知道系統密碼為050128
6. 為自己及客人帶上護目鏡
7. 了解Picosecond plus 安全度數,755nm 600 起,1064nm 600起,532nm 100起,蜂巢頭 500起
8. 了解激光安全光斑大小.1064為6左右,532為4左右,755為5左右
9. 清楚了解picosecond plus 每次療程最多 3 round ,4000發之內
10. 清楚了解 532 nm 能量及不能反打.
11. 確保使用儀器時.同一個電制沒同時使用其他電器
12. 了解激光不能同時同一位置連續打2下

美容師注意事項: _____

醫生課堂人數: _____

上堂日期: _____

如操作者使用不當.至人受傷本公司不會負責.請嚴格使用儀器.

培訓導師簽署: 日期:

客戶簽署: 日期:

美容儀器培訓確認表

1. 清楚知道開關按鈕使用
2. 清楚知道換水流程及1個月更換蒸餾水
3. 確保儀器內有足夠儲水才開啟儀器
4. 了解儀器的發數.需要時作出更換,picosecond為500萬發,400萬發準備換燈
5. 清楚知道系統密碼為050128
6. 為自己及客人帶上護目鏡
7. 了解Picosecond 安全度數,755波長500起,1064波長500起,532波長100起,蜂巢頭400起
8. 了解激光安全光斑大小.1064為7左右,532為4左右,755為6左右
9. 清楚了解picosecond 每次療程最多3轉,4000發之內
10. 清楚了解532mood能量及不能反打.
11. 確保使用儀器時.同一個電制沒同時使用其他電器
12. 了解激光不能同時同一位置連續打2下

美容師注意事項: _____

醫生課堂人數: _____

上堂日期: _____

如操作者使用不當.至人受傷本公司不會負責.請嚴格使用儀器.

培訓導師簽署: 日期:

客戶簽署: 日期:

美容儀器培訓確認表

1. 清楚知道開關按鈕使用
2. 清楚知道換水流程及1個月更換蒸餾水
3. 確保儀器內有足夠儲水才開啟儀器
4. 為自己及客人帶上護目鏡
5. 確保使用儀器時,同一個電制沒同時使用其他電器
6. 安全度數是12 mj
7. 最頂點度數是19mj
8. 清楚了解Co2 Laser不能同一位置,同一時間重覆發射

美容師注意事項: _____

醫生課堂人數: _____

上堂日期: _____

如操作者使用不當,至人受傷本公司不會負責.請嚴格使用儀器.

培訓導師簽署: 日期:

客戶簽署: 日期:

美容儀器培訓確認表

1. 清楚知道開關按鈕使用
2. 了解儀器的發數.需要時作出更換0.8,15mm各為3000/5000?發
3. 了解 4DHIFU 安全度數,13mm 是35j / 0.8mm 是30j
4. 清楚了解 4D HIFU 每次每個頭最多3轉
5. 清楚了解4D HIFU輸出能量時, 不能離開皮膚表面及有大量GEL 配合
6. 確保使用儀器時.同一個電制沒同時使用其他電器

如操作者使用不當.至人受傷本公司不會負責.請嚴格使用儀器.

培訓導師簽署: 日期:

客戶簽署: 日期: